



深圳市安必胜科技有限公司

Kits for Isolation of **DNA & RNA** and PROTEIN Extraction

Tools for Molecular Biology Research



www.anbiosci.com



ORDER AND TECHNICAL SUPPORT INFORMATION

TEL: 0755-83489872 | anbiosci@126.com | TECH QQ: 2306499490

DNA & RNA Isolation



深圳市安必胜科技有限公司



土壤 SOIL


这些试剂盒采用了专利的抑制因子去除技术(IRT)和珠磨研磨技术,适用于所有土壤类型和环境样品的微生物DNA或RNA提取,包括堆肥、沉积物和肥料等腐殖质含量较高的困难样品。

	产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	处理样品量	研磨珠类型
DNA	12888-50 12888-100	PowerSoil® DNA Isolation Kit	强力土壤DNA 提取试剂盒	50次 100次	250 mg	0.7mm石榴石 研磨珠/2 ml
	12855-50 12855-100	PowerLyzer™ PowerSoil® DNA Isolation Kit	强力土壤DNA 提取试剂盒	50次 100次	250 mg	0.1mm玻璃研 磨珠/2 ml
	12988-10	PowerMax® Soil DNA Isolation Kit	强力土壤DNA 大量提取试剂盒	10次	多达10 g	0.7mm石榴石 研磨珠/50 ml
	12955-4	PowerSoil®-htp 96 Well Soil DNA Isolation Kit	96孔板强力土壤DNA 高通量提取试剂盒	4×96次	250 mg	0.7mm石榴石 研磨珠/96孔 研磨板
	27000-4-KF	PowerMag™ Soil DNA Isolation Kit (Optimized for KingFisher®)	磁珠法强力土壤DNA 高通量提取试剂盒 (KingFisher®定制)	4×96次	250 mg	0.7mm石榴石 研磨珠/96孔 研磨板
	27100-4-EP	PowerMag™ Soil DNA Isolation Kit (Optimized for epMotion®)	磁珠法强力土壤DNA 高通量提取试剂盒 (epMotion®定制)	4×96次	250 mg	0.7mm石榴石 研磨珠/96孔 研磨板
	12867-25	RNA PowerSoil® DNA Elution Accessory Kit	强力土壤RNA合并 DNA提取试剂盒	25次	-	无
RNA	12866-25	PowerSoil® Total RNA Isolation Kit	强力土壤RNA 提取试剂盒	25次	2 g	0.25 mm 碳化 硅研磨珠/ 15 ml
蛋白质	30000-20	NoviPure® Soil Protein Extraction Kit	土壤总蛋白 提取试剂盒	20次	2-5 g	0.1 mm陶瓷+ 0.1 mm玻璃研 磨珠/50 ml
保护液	12868-100 12868-1000	LifeGuard® Soil Preservation	土壤保护液	100 ml 1000 ml	2-3倍体积 /克土	无

DNA & RNA Isolation



深圳市安必胜科技有限公司



粪便及微生物 FECAL & MICROBIAL

用于提取排泄物、粪便、生物固体及肠内容物基因组 DNA。

	产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	处理样品量	研磨珠类型
DNA	12830-50	PowerFecal® DNA Isolation Kit	强力粪便 DNA提取试剂盒	50次	250 mg	0.7 mm石榴石研磨珠/2 ml
	27600-4-KF*	PowerMag™ Microbiome RNA/DNA Isolation Kit (Optimized for KingFisher®)	磁珠法环境样品 RNA/DNA提取试剂盒 (KingFisher®定制)	4×96次	250 mg	0.1 mm玻璃研磨珠/96孔研磨板
	27500-4-EP*	PowerMag™ Microbiome RNA/DNA Isolation Kit (Optimized for epMotion®)	磁珠法环境样品 RNA/DNA提取试剂盒 (epMotion®定制)	4×96次	250 mg	0.1 mm玻璃研磨珠/96孔研磨板
	28000-50*	PowerViral™ Environmental RNA/DNA Isolation Kit	环境样品病毒 RNA/DNA提取试剂盒	50次	250 µl	0.1 mm玻璃研磨珠/2 ml
RNA	26000-50	PowerMicrobiome™ RNA Isolation Kit	强力粪便 RNA提取试剂盒	50次	250 mg	0.1 mm玻璃研磨珠/2 ml



深圳市安必胜科技有限公司

联系我们:

订购电话: (0755) 83489872

订购 QQ: 854520684、

1362545403、2759064681

传真: (0755) 83489700

邮箱: anbiosci@126.com

技术支持 QQ: 2306499490



联系我们:

订购电话: (0755)83489872

订购 QQ: 854520684、1362545403、2759064681


DNA & RNA Isolation



深圳市安必胜科技有限公司

水样/空气 Water/Air

用于提取各种滤膜高品质 DNA 或 RNA，包括水样及空气滤膜样品。



	产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	处理样品量	研磨珠类型
DNA	14900-100-NF 14900-50-NF	PowerWater® DNA Isolation Kit (No filters)	强力水样DNA提取试剂盒 (不带滤膜)	50次	滤膜	0.15-0.7 mm石榴石研磨珠/5 ml
	14600-50-NF	PowerWater® Sterivex DNA Isolation Kit (No filters)	Sterivex™过滤器专用强力水样DNA提取试剂盒	50次	Sterivex™过滤器	0.1 mm玻璃研磨珠/5 ml
	27800-4-EP*	AllPrep® PowerMag® Air & Water DNA/RNA Kit (Optimized for epMotion®)	磁珠法空气&水样DNA/RNA提取试剂盒 (epMotion®定制)	4×96次	滤膜	0.15-0.7 mm石榴石研磨珠/5 ml
RNA	14700-50-NF	PowerWater® RNA Isolation Kit (No filters)	强力水样RNA提取试剂盒 (不带滤膜)	50次	滤膜	0.15-0.7 mm石榴石研磨珠/5 ml

植物及种子 PLANT & SEED

可快速、简便地从难裂解且富含多糖和多酚的植物及种子样品中提取无抑制因子的 DNA 或 RNA。独特的酚类分离缓冲液(PSS)可对富含多酚类样品进行选择使用，如松树叶和葡萄叶。PSS可抑制 DNA 与酚醛树脂的结合，从而防止 IRT 处理过程中 DNA 损失，保证 DNA 得率。



	产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	处理样品量	研磨珠类型
DNA	13400-50	PowerPlant® Pro DNA Isolation Kit	强力植物DNA提取试剂盒	50次	50 mg	2.38 mm金属研磨珠/2 ml
	13496-4	PowerPlant® Pro-htp 96 Well DNA Isolation Kit	96孔强力植物DNA高通量提取试剂盒	4×96次	50 mg	2.38 mm金属研磨珠/96孔研磨板
RNA	13500-50	PowerPlant® RNA Isolation Kit	强力植物RNA提取试剂盒	50次	50 mg	2.38 mm陶瓷研磨珠/2 ml

联系我们:

传真: (0755)83489700

邮箱: anbiosci@126.com

技术支持 QQ: 2306499490

DNA & RNA Isolation



深圳市安必胜科技有限公司



微生物 MICROBIAL

以下试剂盒用于微生物纯培养物高品质基因组 DNA 或 RNA 的提取。

	产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	处理样品量	研磨珠类型
DNA	12224-50 12224-250	UltraClean® Microbial DNA Isolation Kit	微生物DNA提取试剂盒	50次 250次	1.8 ml微生物培养物	0.15mm石榴石研磨珠/0.5 ml
	12255-50	PowerLyzer™ UltraClean® Microbial DNA Isolation Kit	微生物DNA提取试剂盒（玻璃研磨珠）	50次	1.8 ml微生物培养物	0.1mm玻璃研磨珠/0.5 ml
	12240-50	BiOstic® Bacteremia DNA Isolation Kit	血液总细菌DNA提取试剂盒	50次	1.8ml血液样本	0.15mm石榴石研磨珠/2 ml
	21000-100 21000-100-MON	PowerFood™ Microbial DNA Isolation Kit	强力食物微生物DNA提取试剂盒	100次	1.8 ml或0.25 g 食物样本	0.15mm石榴石研磨珠/0.5或2 ml
	27200-4	PowerMag™ Microbial DNA Isolation Kit	磁珠法微生物DNA提取试剂盒	4×96次	1.8ml血液样本	0.1mm玻璃研磨珠/96孔研磨板
	10196-4	DNeasy® UltraClean® 96 Microbial Kit	柱式微生物DNA高通量提取试剂盒	4×96次	1.8 ml微生物培养物	0.1mm玻璃研磨珠/96孔研磨板
蛋白质	47044-50	NoviPure® Microbial Protein Kit	微生物总蛋白提取试剂盒	50次	微生物培养物	0.1 mm+0.5 mm 玻璃研磨珠/ 2 ml
通用	47054*	AllPrep® Bacterial DNA/RNA/Protein Kit	真菌 DNA/RNA/蛋白质通用提取试剂盒	50次	微生物培养物	0.1 mm+0.5 mm 玻璃研磨珠/ 2 ml
	47154*	AllPrep® Fungal DNA/RNA/Protein Kit	细菌 DNA/RNA/蛋白质通用提取试剂盒	50次	微生物培养物	0.1 mm+0.5 mm 玻璃研磨珠/ 2 ml

联系我们：

订购电话：(0755)83489872

订购 QQ：854520684、1362545403、2759064681

DNA & RNA Isolation



深圳市安必胜科技有限公司


组织和细胞 TISSUE & CELLS

用于提取动物组织、啮齿动物尾巴及培养细胞基因组 DNA，无需使用有机试剂。

	产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	处理样品量	研磨珠类型
RNA	15055-50	PowerLyzer™ UltraClean® Tissue & Cells RNA Isolation Kit	组织细胞RNA提取试剂盒	50次	10-30 mg	2.38 mm陶瓷研磨珠/ 2 ml

酶 ENZYMES

DNase Max™ 酶是一种高纯度的 DNase I 酶，用于去除 RNA 样品中污染的基因组 DNA，其含有一种创新型树脂，可在反应后特异性吸附去除 RTS DNase 和二价阳离子。



产品货号	产品英文名称	产品中文名称	单位容量	规格	操作时间	产品稳定性
15200-50	DNase Max™ Kit	常温保存护RNA 高效DNase I 套装	10 units/μl, 去除30 μg DNA	50 次	30 min	室温稳定保存6个月; 4℃ 保存2年

生物薄膜样品 BIOFILM

这些试剂盒采用了全新的珠磨研磨方式及专利抑制因子去除技术(IRT)细胞裂解技术，可用于提取所有类型生物薄膜的 DNA，包括微生物垫，保证得率。

	产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	处理样品量	研磨珠类型
DNA	24000-50	PowerBiofilm® DNA Isolation Kit	强力生物薄膜DNA提取试剂盒	50次	5-20 mg	2.8mm陶瓷+ 0.5 mm玻璃 +0.1 mm玻璃
RNA	25000-50	PowerBiofilm® RNA Isolation Kit	强力生物薄膜RNA提取试剂盒	50次	5-20 mg	2.8mm陶瓷+ 0.5 mm玻璃 +0.1 mm玻璃

联系我们:

传真: (0755)83489700

邮箱: anbiosci@126.com

技术支持 QQ: 2306499490

DNA & RNA Isolation



DNA/RNA 回收

DNA/RNA CLEAN-UP

产品货号	产品英文名称	产品中文名称	规格	回收方式	应用	处理时间
12877-50	PowerClean® DNA Clean-Up Kit	粗提DNA去PCR抑制因子纯化试剂盒	50 次	硅胶离心柱	利用IRT技术纯化粗提基因组DNA	15 min
以上试剂盒可用于去除肝素粗品和肝素产品中的抑制因子。						
12997-50	PowerClean® Pro DNA Clean-Up Kit	第二代粗提DNA去PCR抑制因子纯化试剂盒	50 次	硅胶离心柱	利用IRT技术纯化粗提基因组DNA	7 min
13997-50	PowerClean® Pro RNA Clean-Up Kit	粗提RNA去PCR抑制因子纯化试剂盒	50 次	硅胶离心柱	利用IRT技术纯化粗提基因组RNA	7 min
以上试剂盒提供快速、简便且可靠的纯化方式，可用于任何来源的DNA或RNA的纯化，为下游实验做准备。						
27900-4-KF	PowerMag® DNA Clean-Up Kit	粗提DNA去PCR抑制因子高通量纯化试剂盒	4×96 次	磁珠法	利用IRT技术纯化粗提基因组DNA	50 min
以上试剂盒提供高通量自动化的纯化方式，可用于任何来源的DNA的纯化，为下游实验做准备。						



DNA & RNA Isolation



深圳市安必胜科技有限公司



仪器设备

配套试剂盒高效裂解提取不同特性生物样品核酸或蛋白，提供最佳研磨摸索条件，免手工操作，节省大量工作时间。

产品简介

产品货号 13155

产品英文名称 PowerLyzer® 24 Homogenizer

产品中文名称 珠磨式破碎仪

产品描述

可使用所有常见的研磨珠套管及裂解材料；
最多24个（2ml管）样本/次；
FCC Part 15标准及CE认证；
46 cm × 39 cm × 33 cm/长 × 宽 × 高，重量25.3 kg；
存储99个客户自设程序，10个程序循环，循环间隔1 s-5 min，500-5000 rpm，100 rpm一档调速。



深圳市安必胜科技有限公司

